

Eliminación de la grasa localizada por criolipolisis™ selectiva “CoolSculpting”- Zeltiq

La técnica

La Cryolipolysis™, se desarrolló por reconocidos dermatólogos del Colegio de Médicos de Harvard, en el Hospital General de Massachussets en Boston, MA. Esta investigación demostró que las células grasas son, por naturaleza, más vulnerables al efecto de enfriamiento que otros tejidos adyacentes, y por tanto, pueden ser eliminadas sin dañar la piel. Este descubrimiento derivó en el desarrollo del procedimiento no invasivo **CoolSculpting** de Zeltiq.



Indicaciones

Eliminación de la grasa en personas de peso normal, con grasa localizada en áreas típicas (abdomen, flancos, espalda, cartucheras, etc...) que no logra eliminar con ejercicio o dieta, y busca una solución sin someterse a un procedimiento quirúrgico.



Resultados



2 meses después del 2º procedimiento de CoolSculpting™


El tratamiento: antes, durante y después

Antes de someterse a un tratamiento de CoolSculpting (criolipólisis™), el médico especialista le indicará si este es el tratamiento más indicado en su caso, y si requiere de algún protocolo previo. Está contraindicado en las personas que tienen alergia al frío.

Antes de comenzar se tomarán fotografías y medidas de la zona a tratar, a continuación se marca el área y se pone una lámina de gel para que las placas del aplicador no estén en contacto directo con la piel. Se coloca el aplicador para que succione el tejido y comience el proceso de enfriamiento. Cada ciclo tiene una duración de 30 a 60 minutos. En los primeros 3 minutos se siente una sensación de quemazón por la bajada de temperatura, posteriormente la zona queda anestesiada por el frío y no se siente nada. Durante el proceso, sólo las células grasas se cristalizan lo que les provocará una muerte natural por apoptosis.



Cuando termina el ciclo el volumen de grasa tratado queda solidificado, como si fuese un paquete de mantequilla, en cuanto coge su temperatura el tejido vuelve a su estado normal, aunque es posible que la zona quede enrojecida. En los días posteriores pueden notarse hinchazón, sensación de adormecimiento u hormigueo. Ese mismo día dará comienzo el proceso



inflamatorio en la zona tratada. Durante este proceso natural, que durará hasta 3 meses, los macrófagos irán eliminando las células muertas. No hay riesgo de aumento de triglicéridos, colesterol ni daños en los tejidos adyacentes como nervios y músculos.

No es necesario hacer otro tipo de tratamiento complementario y se puede continuar con la actividad normal.

Número de sesiones aconsejadas

En cada sesión o ciclo, se puede llegar a perder hasta 7 mm de grasa sub-dérmica, por lo que el número de sesiones es a demanda de cada persona. Para repetir el ciclo en el mismo área, se recomienda esperar de 2 o 3 meses, que es el tiempo que el organismo tarda en culminar el proceso.

Para ampliar esta información, pida una cita gratuita con nuestro equipo médico, que le informará detalladamente y le aconsejará sobre el tratamiento más indicado para Ud.

También puede consultar otros tratamientos en:

Clínica MultiLaser

C/ Santa Isabel, 45 – 28012 Madrid - ☎ 91 528 42 20 - 📞 +34 682 48 00 85

✉ info@clinicamultilaser.com www.clinicamultilaser.com - www.reparatupiel.com